

## ポンプ製品の「計画停電」に伴うご使用の注意点について

平成 23 年 3 月 16 日

株式会社トップ

常日頃より弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、有難く、厚く御礼申し上げます。  
この度の東北地方太平洋沖地震により、地域によっては計画停電が予定されておりますので、  
停電に際し、弊社輸液ポンプ、シリンジポンプおよび経腸栄養ポンプの取扱いにつきまして  
ご案内申し上げます。

- 停電の時間をあらかじめご確認いただき、停電が予定されている時間帯をさけて治療計画を立てて頂きますようお願い致します。
- 弊社のポンプ関連製品には、内蔵バッテリーを搭載しておりますが、バッテリーの使用時間については限られております。下記の使用時間を目安としてください。但し、バッテリーの使用時間については、新品のバッテリーを完全充電させた状態で、輸液／経腸栄養ポンプで 25mL/h で使用した場合、シリンジポンプで 5mL/h で使用した場合となっております。  
バッテリーの使用状況によってはさらに短くなる場合もございますので、ご注意ください。

なお、シリンジポンプ TOP-5500／5510 については、単 3 アルカリ乾電池にて使用が可能となっております。取扱説明書をご参照ください。

- 各ポンプの充電時間と内蔵バッテリーでの使用時間

製品名	充電時間	使用時間
輸液ポンプ TOP-2200	約 24 時間	約 2 時間
輸液ポンプ TOP-3300	約 24 時間	約 2 時間
輸液ポンプ TOP-7100	約 24 時間	約 2 時間
輸液ポンプ TOP-7100N	約 6 時間	約 2 時間
輸液ポンプ TOP-2300	電源 OFF 時：約 4 時間 (電源 ON 時：約 12 時間)	約 4 時間
経腸栄養ポンプ TOP-6100	約 6 時間	約 2 時間
シリンジポンプ TOP-5300	約 24 時間	約 2 時間
シリンジポンプ TOP-5500／TOP-5510	約 6 時間	内蔵バッテリー：約 12 時間 (単 3 アルカリ乾電池：約 24 時間)

以上、ご不明な点等ございましたら、弊社担当者にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。